



Bastoncini ravvivamole

Bastoncino ravvivamole in carburo di silicio nero ad elevata purezza, più duro e tagliente dell'ossido d'alluminio, ideale per la ravvivatura di **mole abrasive vetrificate convenzionali**.

Codice	€	Pz.	Sezione	DxL (mm)	DxHxL (mm)	Specifiche
L452050025	---	10	Tonda	25x200	-	37C-30-TV
L452050032	---	5	Tonda	32x200	-	37C-30-TV
L452052550	---	10	Rettangolare	-	25x50x200	37C-30-TV

Bastoncino ravvivamole da carburo di boro sinterizzato, estremamente duro e molto compatto, resistenza eccellente agli agenti chimici e all'acqua, adatto anche per il condizionamento di mole da 200 mm e più piccole, **in particolare forme a tazze e a scodella**.

Codice	€	Pz.	Sezione	DxHxL (mm)	Specifiche
L452051204	---	1	Rettangolare	6,3x12x71,5	Stick NORBIDE



Ravvivamole a rotella

Ravvivamole a rotella in acciaio, rotella costituita da dischi raggruppati in acciaio temprato con dentatura ad U, per l'affilatura e il ripristino della concentricità delle mole abrasive, rotella ingabbiata per la protezione dell'operatore durante la lavorazione, linguette per il posizionamento sicuro sul supporto d'appoggio della molatrice.

Codice	€	Larghezza x ø rotella (mm)	Per mola ø max/ largh. max (mm)	Rotella di ricambio	
				Codice	€
L454930005	---	12x36	200/38	L454960005	---
L454930010	---	24x55	500/63	L454960010	---
L454930015	---	50x55	500/102	L454960015	---



Ravvivamole con impugnatura per mole ceramiche

Estratto da categoria "Utensili diamantati" di pag. 955

Ravvivamole a **diamante sinterizzato multiplo** ad alta concentrazione, circa 2,5 carati, diamanti taglio cilindrico, posizionati su più strati, con impugnatura in plastica.

Codice	€	ø testa (mm)	Lunghezza (mm)	Fig.
L455310005	---	10	200	A

Ravvivamole a **diamante sinterizzato multiplo**, 48 diamanti singoli, circa 3,5 carati in 4 righe, diamanti saldamente incastonati in una zona lavoro con manico in plastica.

Applicazioni: per la profilazione di mole in corindone, adatto per l'uso a secco.

Codice	€	Orientamento testa (°)	Dimensioni testa (mm)	Lunghezza (mm)	Fig.
L455330005	---	90	40x10	220	B
L455360005	---	180	40x10	220	C



Ravvivamole a diamante singolo per mole ceramiche

Estratto da categoria "Utensili diamantati" di pag. 956

Ravvivamole a diamante singolo incastonato nel gambo, per la ravvivatura e profilatura di tutte le mole in lega ceramica, il ravvivamole deve essere sempre serrato in modo tale che l'angolo verso il centro della mola si trovi tra 5° e 15°.

È preferibile eseguire i lavori di ravvivatura ad umido.

Codice	€	Carati	Per ø mola max (mm)	Attacco	Misura
L455120005	---	0,25	150	cono morse	0
L455120010	---	0,5	300	cono morse	0
L455120015	---	0,75	400	cono morse	0
L455120020	---	1	500	cono morse	0
L455120025	---	0,25	150	cono morse	1
L455120050	---	0,5	300	cono morse	1
L455120075	---	0,75	400	cono morse	1
L455120100	---	1	500	cono morse	1
L455120102	---	0,25	150	cilindrico	ø 8x80 mm
L455120105	---	0,5	300	cilindrico	ø 8x80 mm
L455120107	---	0,75	400	cilindrico	ø 8x80 mm
L455120110	---	1	500	cilindrico	ø 8x80 mm
L455120115	---	1,5	750	cilindrico	ø 8x80 mm
L455120150	---	1,5	750	cono morse	1

